

VarioMent Plus

Signalisiert das Verlassen eines Raumes, z.B. durch eine demente Person



Der **VarioMent Plus** wird an die Außenseite einer Tür auf die Türklinke montiert.



Bei Betätigung der Tür durch die zu überwachende Person wird ein Signal zur Rufauslösung an den zugehörigen Funkempfänger weitergeleitet.



Die Pflegekraft kann über einen Magnetschlüssel die Tür ständig oder temporär freigeben, so dass diese ohne Rufauslösung geöffnet werden kann.

Technische Daten:

Bauart:	Türwächter
Frequenz:	869 MHz (Sozialalarmpfrequentz)
Schutzart:	IP 40
Maße:	ca. 53x95x21 mm (BxHxT)
Gewicht:	115 g

