



Daten:	Lehmann VarioCare	handelsübliche Bewegungsmelder	Kontaktmatte
Funk	✓	✓	✓ ¹
Kabel	✗	✓	✓ ¹
Sozialalarm-Funkfrequenz (EN50134)	✓	✗	✓ ²
Akkubetrieb	✓	✗	✗
Ein/Aus-Taster	✓	✗	✗
Akustischer Signalgeber	✓	✗	✗
Auslöseverzögerung nach Einschaltung	✓	✗	✗
Battery/Akku low Meldung	✓	✗	✓ ²
Pflegemodus	✓	✗	✗
Voralarm	✓	✓	✗
Pause nach Rufauslösung	✓	✓	✗
Richtungserkennung (Alarm / Pflege...)	✓	✗	✗
Integriertes Bodenlicht	✓	✗	✗
zusätzlich schaltbare Extern-Lichtquelle	✓	✗	✗
Testmodus	✓	✗	✗
Manipulationsschutz	✓	✗	✗
Variabler Standfuß mit Magnethalter	✓	✗	✗
Zubehör:	Wandhalter Fußtaster Fernbedienung	teilweise Wandhalter	✗
Fußsteuerung (Option):	VarioCare Fußtaster (Magnethalter)		¹ entweder/oder ² nur bei Funkversion
Aktivierung Pflegemodus	✓		
per Fernbedienung zusätzlich:	VarioCare Remote (Funk)		
Aufstehverzögerung, Zeiten einstellbar	✓		
Pflegemodus, Zeiten einstellbar	✓		
Rückkehrzeit, einstellbar	✓		
Aktivierung Pflegemodus	✓		
Tag/Nachtmodus Ein/Aus	✓		
Licht Ein/Aus	✓		
Akustischer Signalgeber Ein/Aus	✓		
Rufauslösung Ein/Aus	✓		

